



SDMC

## NOTICE D'UTILISATION KITS D'EXAMEN DENTAIRE A USAGE UNIQUE

### Contenu du Kit suivant les références :

#### CDD:

- Canule d'aspiration

#### CAB13.7:

- Canule d'aspiration

#### S1E:

- un miroir

#### S1MS:

- un miroir+spatule

#### S1S:

- une sonde

#### S2E:

- un miroir

- une sonde

#### S3E:

- un miroir

- une sonde

- une precelle

#### S4E:

- un miroir

- une sonde

- une precelle

- une spatule de bouche

#### P8E:

- un plateau jetable

- un miroir

- une sonde

- une precelle

- une canule d'aspiration - une serviette

- trois cotons

- une spatule de bouche

#### P7E:

- un plateau jetable

- un miroir

- une sonde

- une precelle

- une pompe à salive - une serviette

- une spatule de bouche

Les Kits d'examens dentaires sont à usages uniques Stérile, **prêt à l'emploi**, destinés aux soins dentaires, ils doivent être utilisés que par un **professionnel** de santé, **et ne doivent jamais être réutilisé.**

\* Vérifier l'intégrité de l'emballage, en cas de détérioration de l'emballage ne pas utiliser le kit.

\* La precelle et la sonde sont protégés par un embout plastique à retirer avant utilisation.

\* Après utilisation veuillez jeter le kit et tout son contenu dans les poubelles prévues pour l'évacuation des déchets contaminés.

*Ces matériels sont garanti par le fabricant comme conforme aux exigences essentielles de la directive Européenne 93/42/CEE*

**Distributeur:** SDMC 104 Rue de la Pallue 16100 COGNAC

**Fabricant :** HEBEI SANXING MEDICAL LATEX PRODUCTS CO.

Stride Village Industrial Park,

071800 Xiong County, Hebei Province

China

**Mandataire:** Wellkang Ltd t/a Wellkang Tech Consulting

Suite B, 29 Harley Street LONDON W1G 9QR

England, United Kingdom